

## CFV-E20SK

## 2D 眼罩套件



## 简介

这款 2D 眼罩简装套件包含一个框架 (CFV-B100) 和 3 件一次性 2D 眼罩。

一次性眼罩可供手术室内辅助外科医生的临床医务人员使用，其在观看索尼医用监视器上的立体影像时可能感觉不适或有晕动症。2D (左偏光) 滤镜允许手术室医务人员采用 2D 查看监控影像，让佩戴者感觉更舒适，而没有“3D 不适感”。

眼罩适合装入护罩框，该框架轻盈而舒适，可以长时间佩戴。佩戴眼罩和框架后，可在临床处置期间保护医疗专业人员，防止通常在手术室内遇到的血液喷溅、沾染体液。

该 2D 眼罩与 BKM-30GM 和 BKM-31GM 兼容 (可取代 30/31GM 使用)。

## 规格

## 规格

操作温度	0 °C - 40 °C
工作湿度	30% 至 85%
储存/运输温度	-20 °C - +60 °C
储存/运输湿度	20% 至 90%

工作/储存/运输压力	700 hPa 至 1060 hPa
尺寸 (宽 x 高 x 深) [*1]	160 x 45 毫米 (护罩框) (1) 235 x 77 毫米 (2D 护罩) (3) 6 3/8 x 1 13/16 英寸 (护罩框) (1) 9 3/8 x 3 1/8 英寸 (2D 护罩) (3)
重量	约16 克 (护罩框) (1) 约 7 克 (2D 护罩) (3) 约 0.56 盎司 (护罩框) (1) 约 0.25 盎司 (2D 护罩) (3)
配件	操作说明 (1) 连接步骤 (1)
安全规则	本产品遵循依据关于个人保护设备的 89/686/EEC 指令的附录 II 的要求。

## 注

\*1 尺寸数值为近似值。

## 图库

